

## 「少量採血容器 キャピジェクト」 販売終了および代替品のご案内

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日頃よりご愛顧頂いておりました「少量採血容器 キャピジェクト」でございますが、このたびメーカー販売終了の連絡がございましたので、ご案内を申し上げます。対象商品は下記をご参照ください。

尚、「少量採血容器 キャピジェクト」は在庫限りで販売終了となります。代替品「キャピジェクトII」への切り替えをご検討くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

今後ともお引き立てくださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 販売終了商品

少量採血容器 キャピジェクト  
(獣医療総合カタログ 2016vol.1 P404 掲載)

商品番号	規格	カラー
134583	ヘパリンリチウム (CJ-HL)	緑
R134583		
134590	ヘパリンリチウム + 血漿分離剤 (CJ-AL)	緑
R134590		
134606	EDTA-2Na (CJ-NA)	薄紫
R134606		
134613	凝固促進剤 + 血清分離剤 (CJ-AS)	赤
R134613		

#### 代替商品

キャピジェクトII  
(シグニ WEB にて順次販売開始いたします)

商品番号	規格	カラー
462525	ヘパリンリチウム (CJ-2HL)	緑
R462525		
462495	ヘパリンリチウム + 血漿分離剤 (CJ-2AL)	薄緑
R462495		
462501	EDTA-2K (CJ-2DK)	ラベンダー
R462501		
462518	凝固促進剤 + 血清分離剤 (CJ-2AS)	ゴールド
R462518		

※販売価格・包装に変更はございません。

変更点の詳細は裏面をご覧ください

## 変更点

- ・ヘパリンリチウム+血漿分離剤の血液採取量が0.8mLまで可能となり、製品記載メモリが0.5mL → 0.8mLに変更となります。
- ・EDTA品種の添加物が「EDTA-2Na」 → 「EDTA-2K」に変更となります。
- ・カラーコードが変更となります。
- ・キャップの外し方が変更となります。

## 製品本体および包装形態

販売終了商品 キャピジェクト

代替商品 キャピジェクトII

製品本体



ト16.1mmト



キャップの外し方



キャップに軽く  
上向けの力を加える

個包装 50本



袋



トレイ

ご注文はシグニサービスセンター／WEBへ

WEB <http://vet.cygni.co.jp>

TEL ☎ 0120-343155

FAX ☎ 0120-343019

受付時間 平日 9:00-18:00 土曜・祝日 9:00-17:00  
日曜日 9:00-15:30

※WEB、FAX、TELともに、平日の17:30以降、土曜・祝日の17:00以降、日曜日の15:30以降のご注文は翌営業日発送となります。