

トップコネクター一覧表

形状	品種	コード	用途	例
	MM コネクター	04617	<ul style="list-style-type: none"> ・カテーテル細 (18~28Fr) 同士の接続 ・メスルアー同士の接続 	<ul style="list-style-type: none"> ・18~28Fr (6mm~9.3mm) のチューブ同士を繋げる。 ・メス口同士 (注射針等) の接続
	FF コネクター	04618	<ul style="list-style-type: none"> ・オスルアー同士の接続 	<ul style="list-style-type: none"> ・シリンジ同士を繋げてミキシングが出来る
	CF コネクター	04619	<ul style="list-style-type: none"> ・カテーテル太 (28~36Fr) とオスルアーコネクターとの接続 ・カテーテル基とオスルアーコネクターとの接続 	<ul style="list-style-type: none"> ・28~36Fr (9.3mm~12mm) のチューブとオス口 (シリンジ等) の接続 ・カテーテル基 (旧栄養カテーテルやフォーリーカテーテル) とオス口 (シリンジ等) の接続
	MF コネクター	04620	<ul style="list-style-type: none"> ・カテーテル細 (18~28Fr) とオスルアーコネクターとの接続 ・カテーテル基とオスルアーコネクターとの接続 	<ul style="list-style-type: none"> ・18~28Fr (6mm~9.3mm) のチューブとオス口 (シリンジ等) の接続 ・カテーテル基 (旧栄養カテーテルやフォーリーカテーテル) とオス口 (シリンジ等) の接続
	CC コネクター	04621	<ul style="list-style-type: none"> ・カテーテル太 (28~36Fr) 同士の接続 ・カテーテル基とカテーテル太 (28~36Fr) の接続 	<ul style="list-style-type: none"> ・28~36Fr (9.3mm~12mm) のチューブ同士を接続 ・28~36Fr (9.3mm~12mm) のチューブとカテーテル基を接続
	CM コネクター	04622	<ul style="list-style-type: none"> ・カテーテル太 (28~36Fr) とカテーテル細 (18~28Fr) の接続 ・カテーテル太 (28~36Fr) またはカテーテル基とメスルアーとの接続 	<ul style="list-style-type: none"> ・18~28Fr (6mm~9.3mm) と 28~36Fr (9.3mm~12mm) のチューブを接続 ・メスルアー (注射針等) と 28~36Fr (9.3mm~12mm) のチューブまたはカテーテル基を接続
	MN コネクター	04623	<ul style="list-style-type: none"> ・メスルアー用の混注キャップ 	<ul style="list-style-type: none"> ・メスルアー (注射針等) へキャップとして使用し、逆側のゴム部分に針を刺すことができる
	MS コネクター	04624	<ul style="list-style-type: none"> ・メスルアーとオスルアーの間に逆流防止弁付 	<ul style="list-style-type: none"> ・メスルアー (注射針等) とオスルアー (シリンジ等) の間に使用する事で、逆流をふせぐことができる