

動物用輸液セット一覧 (小動物向け)


【動物用】

1.自然落下で輸液（皮下点滴等）

① TIS2-A52

トップコード17804
貴社商品番号125420


全長139cm エアー針同梱 タコ管・ゴム管付 注射針21G付



② TIS2-A52NT

トップコード17805
貴社商品番号125437

全長132cm エアー針同梱 タコ管・ゴム管付




2.トップ製輸液ポンプで輸液（規格名に『H』が入っており『TOP-Hシリーズ』と呼称している） スタンダード

③ TIS2-A027H

トップコード17806
貴社商品番号125451


全長210cm エアー針同梱



④ TIS2-A026WH-220

トップコード17814
貴社商品番号429207

全長230cm 通気口付びん針 フラッシュロック




揮発性のある危険性医薬品にも対応

⑤ TIS2-A026H

トップコード17813
貴社商品番号429191

全長210cm フラッシュロック




混注ポート付

⑥ TIS2-A0257W-H

トップコード17816
貴社商品番号429221

全長254cm 通気口付びん針 Y字菅（混注ポート）付




複数ラインを輸液バックに穿刺したい場合

⑦ TIS2-A526A-H

トップコード17815
貴社商品番号429214

全長180cm 中間チューブ付 フラッシュロック



動物用として販売している小動物向け品種は7品種あり、自然落下用（汎用）とポンプ用の2種類に分けられる。自然落下用でも輸液ポンプに使用する事は可能だが、動物用の自然落下用2品種はタコ管・ゴム管付の品種の為、お勧めは出来ない（チューブ内の圧力が高まった場合、ゴム管が外れてしまう危険性がある）。ゴム管の付いていない他社含む人体用の自然落下用輸液セットはトップ製輸液ポンプで使用可能。ポンプ用輸液セットは規格名に『H』が必ず含まれており、トップ製輸液ポンプ取扱説明書等では『TOP-Hシリーズ』とも呼称されている。

抗がん剤等危険性医薬品を使用する場合、医療従事者への曝露を防止する為、びん針は通気口がなく、接続端子もロックの出来るもの（フラッシュロック等）を使用する事が望ましい。その為動物用品種では⑤のみ対応。